



PROCÉDURE DE COMMANDE

Déroulement de la commande

1 – Vous remplissez le bon de commande joint par mail au format excel et le renvoyez à l'adresse : contact@sauraproprete.fr

2 – Vous payez par virement sur le compte de SAURA PROPRETE (pour le paiement par chèque : faire la demande)

	FR76 3000 4001 4700 0101 2323 508	BNPAFRPPXXX		
Code banque	Code agence	Numéro de compte	Clé RIB	Agence de domiciliation
30004	00147	00010123235	08	BNPPARB ISSOIRE (00147)

4 – Vous nous envoyez votre justificatif d'ordre de virement sur le mail : contact@sauraproprete.fr

5 – Nous vous envoyons un mail pour confirmer la réception de votre masque (livraison ou point de rencontre)

Au vue des quantités demandées, les demandes sont traitées par ordre d'arrivée. Pour le moment, nous avons du matériel mais au vue des pénuries, vous serez informés si le délais se rallonge / à ce jour délais 1 semaine

MASQUE TEXTILE GRAND PUBLIC double épaisseur 100% coton RP/20-3936/DGAMNRBC/2000305/NP

Domaine d'utilisation : Les masques «grand public», sont des masques textiles à filtration garantie, pour la plupart lavables et réutilisables plusieurs fois, qui ont vocation à être mis à disposition à grande échelle pour accompagner en particulier la phase de déconfinement. Réservés à un usage hors professionnels de santé, ils sont fabriqués en respectant un cahier des charges exigeant, élaboré par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) en lien avec l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), et destinés à prévenir la projection de gouttelettes et leurs conséquences. Le masque ne dispense pas des gestes barrières et de la distanciation sociale.

Performances : **Conforme au guide AFNOR et aux Protocoles d'essais de la DGA du 25 mars 2020**

Masque Grand public catégorie 2 : filtration supérieure à 70% (catégorie 2) des particules de 3 microns

Ses masques sont destinés aux personnes dans le milieu professionnel ayant des contacts occasionnels avec d'autres personnes. Ce masque pourra être porté par l'ensemble des individus d'un sous-groupe (entreprise, service...) ou en présence d'autres individus porteurs d'un masque d'une autre catégorie, lorsque le poste ou les conditions de travail le nécessitent.

Respirabilité : essai de perméabilité à l'air > 96 L./m².s-1 pour une dépression de 100 Pa : CONFORME
lavages : 10 lavages (nous n'avons pas demandé de test supplémentaire)

Recommandations et limite d'utilisation : le temps de port du masque est limité à **4 heures**.

Conception établie et testée sur porteur pendant 4 heures par nos soins. Il faut changer le masque quand vous souhaitez boire ou manger / quand il devient difficile de respirer / si le masque s'humidifie ou est mouillé par les intempéries / si le masque est endommagé / si le masque est déformé et ne tient plus correctement contre votre visage.

Recommandations de manipulation des masques :

- avant de mettre un masque, se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique ;
- appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veiller à l'ajuster au mieux sur le visage ; vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte ;
- lorsque l'on porte un masque : éviter de le toucher; ne pas déplacer le masque
- chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique ;
- pour retirer le masque : se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique, décrocher l'enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque) ; le jeter immédiatement dans une poubelle fermée ou isolez le dans un sac en plastique en attendant de le laver ; se laver les mains avec de l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique.
- Entretien du masque : Avant la 1ère utilisation le masque doit être lavé. Après utilisation, le masque doit être isolé soit pour être jeté soit pour être lavé. Il est recommandé d'isoler le masque dans un sac plastique à jeter après usage ou dans un sac réutilisable à laver. Dans le cas du sac réutilisable, masque et sac peuvent être lavés ensemble et dans ce cas, sortir le masque du sac. Le lavage doit être effectué en machine avec une lessive adaptée au tissu dont le cycle comprendra au minimum un plateau de 30 minutes à 60°C.

Le masque doit ensuite être séché dans son intégralité, au sèche-linge, au sèche-cheveux ou à l'air libre sur un support propre et désinfecté, puis repassé à la vapeur à la température indiquée par le fabricant (environ 120° à 130°).

- Stockage : masques non utilisés à stoker propres et secs, dans un emballage propre hermétique et à l'abri de la lumière.
- Contexte d'utilisation : ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19

Atelier de fabrication : les mômes des Dômes 26 rue chateaubriand 63100 Clermont Ferrand